

Vaške u kosi – sve veći problem

Od 1990-ih vaške postaju sve veći problem. Danas vaške napadaju prvenstveno decu u uzrastu od 3 do 11 godina. Najveći problemi vezani za vaške obično se primećuju na početku polugodā u obdaništima i školama. Vaške se nakupljaju pri korenu vlasi. Ne mogu ni da skaču ni da lete. Da bi vaške mogle da pređu s jedne na drugu osobu, potrebno je da vlasi kose dveju osoba dođu u kontakt. Pošto veliki broj dece i odraslih danas jedni s drugima dolaze u kontakt na više mesta i susreću mnogo ljudi, širi se i opasnost od zaraze. Vaške u kosi ne predstavljaju sve veći problem samo za decu nego i za čitave porodice, zbog toga što lako prelaze na sve članove porodice pre nego što uspete da otkrijete problem i otpočnete s tretmanom.

Čemu NitFree?

Većina proizvoda koje danas možete naći na tržištu prvenstveno je namenjena za uklanjanje vaški, ali ti proizvodi nisu uvek jednako delotvorni i pri uklanjanju gnjida (jajašaca). To znači da se mnogi tretmani sastoje od većeg broja radnji koje morate obavljati duže vreme. Korištenjem NitFree-a, koji istovremeno uklanja i gnjide i vaške, prekidate životni ciklus vaške. Gnjide se ne uspevaju izleći, što onemogućuje širenje vaški. Time znatno možete da skratite trajanje tretmana.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Švedske ukazuje na važnost češljanja gustim češljem za uklanjanje vaški. Jedno britansko istraživanje objavljeno u British Medical Journal-u pokazalo je da češljanje može biti četiri puta delotvornije od sredstava koja možete kupiti bez recepta. NitFree se od drugih češljeva razlikuje po patentiranim mikrokanalima koji omogućavaju istovremeno iščešljavanje i gnjida i vaški. Tradicionalnim češljevimaj je jako teško

odvojiti vaške od vlasī zato što se za njih lepe izlučevinom sličnom lepilu. Razmak između zubiju na češlju NitFree manji je od 0,2 mm, što pri češljanju omogućuje uklanjanje i najsitnijih gnjida i vaški.

NitFree je izrađen od nerđajućeg čelika. Čvrst je i otporan, te može bez ikakve štete da dolazi u dodir s hemijskim sredstvima za uklanjanje vaški. Češalj NitFree zadržava i izgled i oblik zato što je precizno izrađen laserskom tehnologijom. Češalj možete da sterilizujete i svi članovi porodice mogu da ga koriste bez opasnosti od širenja vaški.

U poslednje vreme šire se vesti o tome da upotreba hemijskih sredstava dovodi do pojave otpornih sojeva vaški. To, međutim, nije slučaj s češljem NitFree.

Jedinstvene osobine češlja NitFree

Čvrst i može se sterilisati

Od nerđajućeg je čelika i zadržava i izgled i oblik.

Trakice od gume za bolje držanje

Češalj ne klizi iz ruku čak i kad su vam ruke mokre ili nasapunane.

Dugi zubi

Bolji doseg. Svaki pokret češlja uklanja više gnjida i vaški.


Malen razmak između zubiju

Češljanjem uklanjate čak i najsitnije gnjide i vaške.



Jedinstveni mikrokanali

Gnjide se u isto vreme odvajaju od vlasī i uništavaju. Precizna izrada mikrokanala i zaobljeni krajevi sprečavaju oštećenje kose i vlasišta pri češljanju.



Mišljenja naših kupaca o češlju NitFree

„Već se mesecima beznadežno borimo s ovom gamadi ... Kad sam (kao osoba koja radi u prodaji i marketingu) pročitala pohvale na račun češlja, pomislila sam „Ma da, videćemo još! Kolike pohvale...” Ali sad iskreno mogu da vam kažem: češalj je super! Mi ne prestajemo s češljanjem! Uspeli smo da uklonimo gnjide koje smo ranije grozničavo tražili i pokušavali da odstranimo pincetom. I sve to jednim jedinim pokretom. Ako ovo čitate, a još niste kupili češalj, toplo vam preporučujem da ga kupite.”

Sofie, majka dvoje dece „guste kose”

„Zdravo. Želela bih da vam zahvalim na ovom fantastičnom češlju! Svi smo se oslobodili vaški za manje od dve nedelje. U početku nisam baš bila sigurna da li će češalj moći da uklanja vaške iz afro-kose, ali zaista je strava. Čak bih rekla da je Nitfree bolji od drugih češljeva koje inače koristimo.”




Tanja, majka dvoje dece – svi imaju afro-kosu

„Za tri dana smo se rešili vaški, i to bez sredstava za uklanjanje. Jako smo zadovoljni češljem. Uvek je lepo kad kod kuće možete da nađete rešenje za neki problem.”

Per, otac troje dece

Uputstva za korištenje češlja NitFree

Koristite češalj u kupatilu da biste ga nakon svakog pokreta lako mogli isprati pod mlazom tekuće vode.

1. Neka vam kosa bude suva, ili je lagano navlažite da biste smanjili statički elektricitet.
2.  Običnim češljem ili četkom raščešljajte kosu i razmrsite zamršene delove.
3.  Razdelite kosu u pramenove i pomno ih pročešljajte NitFree-om. Proverite koliko vaški uklanjate pri svakom pokretu. Bolje ćete videti ako češalj stresete na komad belog papira ili ogledalo. Važno je da češalj provlačite što bliže korenu vlasi da biste uklonili gnjide. Pramenove koji su pročešljani držite odvojene od onih koji nisu.
4.  Nakon svakog pokreta operite češalj. Pažljivo razdvajajte zube češlja dok ga držite pod mlazom tekuće vode i ispraćete sve vaške i gnjide.
5. Nakon završenog češljanja NitFree možete sterilisati tako što ćete ga jedan minut prokuvati u vodi. Ne zaboravite da očistite i sve druge češljeve ili četke koje ste eventualno upotreabili.

Gore navedeni postupak ponavljajte svaki dan dok ne istrebite sve gnjide i vaške. Preporučujemo da nakon završetka tretmana kosu redovno iščešljavate NitFree-om da biste probleme mogli otkriti u ranom stadijumu i izbeći širenje vaški.

Ne zaboravite proveriti da li i ostali članovi vaše porodice imaju vaške kada tretman budete obavljali na nekom u porodici, kako biste svi u isto vreme mogli da uklonite vaške iz kose.

www.LusFri.nu

NitFree možete da kupite u dobro opremljenim prodavnicama zdrave hrane ili na sajtu www.LusFri.nu.

Ako su vam potrebne dodatne informacije ili uputstva za upotrebu na različitim jezicima, posetite sajt www.LusFri.nu ili pošaljite elektronsku poruku na: info@lusfri.nu.

Marketing u nordijskim zemljama obavlja:

LusFri

Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
Tel.: 073 - 503 3436

VAŠKE U KOSI?

**Oslobodite se vaški –
posetite LusFri.nu!**

**Preuzmite stvari u svoje ruke –
brzo uklonite vaške**



tako što ćete početi s gnjidama.

**NitFree – češalj protiv vaški s jedinstvenim
mikrokanalima koji istovremeno uklanja
i vaške i gnjide.**

**Čvrst i vredan uloženog novca.
Preporučuje se alergičarima.**